

Propolis - Mundspüllösung bei Mundschleimhautentzündung

Material

- Propolis flüssig: 5 Tropfen (Imker- / Bioqualität)
- Wasser lauwarm: 50 ml

Dauer und Häufigkeit

- Dauer: 3 - 5 min
- Häufigkeit: 3 - 5x täglich

Hinweise

- Lösung kann Alkohol enthalten !
- Propolislösungen sind stark färbend.
- Vor der Anwendung ist ein lokaler Allergietest ratsam: 1 Tropfen auf den Unterarm.
- Haltbarkeit beachten.
- Nicht bei Allergie auf die Inhaltsstoffe, Bienengiftallergie, Pollenallergie, Asthma.

Durchführung

- 5 Tropfen Propolis in 50 ml lauwarmes Wasser einrühren, Mund spülen und gurgeln.